
 AOU SASSARI Direzione Sanitaria Aziendale S.C. Qualità, Accreditamento, Gestione del Rischio		NON CONFORMITÀ E RELATIVI CODICI		 S.C. Laboratorio Patologia Clinica	
TIPOLOGIA ALLEGATO	CODIFICA ALL 02 PRE VEN POS 01	VERSIONE 01	DATA OTTOBRE 2021	Pag. 1 di 1	

COD. LAB.	NON CONFORMITA' PRE-PREANALITICA	TRATTAMENTO
NT	Richiesta non trasferita ma campione pervenuto (*)	Si accetta
NP	Richiesta trasferita ma Campione non pervenuto	Si avvisano i richiedenti
NID	Campione non identificabile (etichetta illeggibile o assente)	Si rifiuta
ANAG	Anagrafica scorretta: il campione non corrisponde al paziente	Si rifiuta
CNI	Contenitore non idoneo (non conforme alle indicazioni o necessità del laboratorio)	Si rifiuta
CNS	Contenitore non sterile e/o a imperfetta chiusura o contaminato esternamente	Si rifiuta
PTI	Prelievo effettuato durante terapia infusione (glucosata, fisiologica)	Si avvisano i richiedenti
CI	Campione insufficiente (sangue al di sotto del livello richiesto, provetta vuota, etichettata ma vuota)	Si rifiuta
COAG	Presenza di coaguli (per esempio in emocromo o provetta per test coagulativi)	Si inserisce in refertazione la sigla COAG
CE	Campione emolizzato	Si inserisce in refertazione la sigla CE
LIP	Campione lipemico	Si inserisce in refertazione la sigla LIP
ITT	Campione itterico	Si inserisce in refertazione la sigla ITT
FIB	Non analizzabile per presenza di fibrina	Si inserisce in refertazione la sigla FIB
INF	Mancanza di informazioni necessarie per l'esecuzione dei test (diuresi)	Si inserisce in refertazione la sigla INF
TEMP	Conservazione/invio a temperatura non corretta (ammoniemia, ACTH, crioglobuline ecc.)	Si rifiuta. Si inserisce in refertazione la sigla TEMP
CONS	Mancata aggiunta di idoneo conservante (urine da acidificare)	Si rifiuta. Si inserisce in refertazione la sigla CONS
LUM	Esposizione a luce solare diretta di campioni da conservare al buio (ES. Metanefrine al buio)	Si rifiuta. Si inserisce in refertazione la sigla LUM
ND	Non dosabile per presenza di sostanze interferenti	Si inserisce in refertazione la sigla ND
DIG	Paziente non a digiuno per esami come glucosio, lipidi, ecc.	Si invitano il paziente e l'operatore ad eseguire il prelievo il giorno successivo
COD	Errore nella codifica dell'esame richiesto	Si informa l'interessato e si adegua la richiesta