





SCHEDA TECNICA PER L'ESECUZIONE DEL TAMPONE NASALE PER LA RICERCA DI MRSA

1. Utilizzare un solo tampone per entrambi le narici.



2. Inserire il tampone nel vestibolo nasale, non nella parte centrale o posteriore del naso. Inserire solo la parte di cotone del bastoncino.



3. Usa una leggera pressione, il tampone dovrebbe risultare leggermente piegato.



4. Ruotare il tampone nel vestibolo nasale per circa 5 secondi. Eseguire la medesima tecnica in entrambi le narici.

