
 <b>AOU SASSARI</b> Direzione Sanitaria Aziendale S.C. Qualità, Accreditamento, Gestione del Rischio		<b>TIPOLOGIA DI PROVETTE          CON IL RELATIVO          RAGGRUPPAMENTO DEI          TEST</b>		 <b>S.C. Laboratorio          Patologia Clinica</b>	
<b>TIPOLOGIA          ALLEGATO</b>		<b>CODIFICA          ALL 01 TRAS          IO 02</b>		<b>VERSIONE          01</b>	
				<b>DATA          NOVEMBRE          2021</b>	
				<b>Pag. 1          di 1</b>	

PROVETTA	MATRICE BIOLOGICA	Tipologia di esame
Provetta sotto vuoto con gel separatore tappo giallo; volume: 3.5-8.5 ml	SIERO	Chimica clinica ,elettroforesi ,sierologia virale ormoni ,marcatori tumorali ,autoimmunità
Provetta sotto vuoto con gel separatore tappo marrone 6 ml	SIERO	Chimica clinica ,elettroforesi ,sierologia virale ormoni ,marcatori tumorali ,autoimmunità
Provetta sotto vuoto con gel separatore Tappo rosa	SIERO	Chimica clinica ,elettroforesi ,sierologia virale ormoni ,marcatori tumorali ,autoimmunità
Provetta sotto vuoto con gel separatore Tappo blu	SIERO	Chimica clinica ,elettroforesi ,sierologia virale ormoni ,marcatori tumorali ,autoimmunità
Provetta con eparina Tappo verde Volume Aspirato: 4ml	PLASMA	Enzimi cardiaci (troponina H, Mioglobina)
Provetta sotto vuoto CON CITRATO DI SODIO TAPPO CELESTE Volume Aspirato: 4.5-2.7ml	PLASMA	TEST COAGULATIVI D-DIMERO
Provetta sotto vuoto con EDTA K2 Tappo Viola Volume Aspirato: 3ml	PLASMA	Emocromo, ves, G6PDH, HBA1C
Provetta in Polipropilene con Tappo a Pressione TAPPO BIANCO VOLUME 10ml	URINE	Esame chimico fisico urine
Provetta secca priva di attivatore in parete ,tappo giallo capacità 9 ml	URINE	Chimica clinica su urine: microalbuminuria ,proteinuria ,glicosuria etc.