



Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - UOC di Farmacia Ospedaliera

Specifiche tecniche Allergeni e relativi accessori

Lotto	Sub lotto	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE ARTICOLO SMARTPRACTICE	FABBISOGNO TRIENNALE
1	1	PATCH TEST APTENI SINGOLI-1 a concentrazione standardizzata, veicolati in vaselina o in soluzione acquosa confezionati in maniera idonea. Alcoli della lanolina 30% Balsamo del Perù 25% Benzocaina 5% Bicromato di potassio 0,5% Budesonide 0,01% Cloridrina digluconato 0,5% Cobalto cloruro 1% Colofonia 20% Composite mix 1% Cortisonici mix 2,01% Clioquinolo Desossimetasona 1% Dibromodicianobutano 0,3% Dimetilaminopropilamina 1% Primina 0,01% Dispersi mix 1% Disperso blu 124 1% Disperso giallo 3 1%	NA64 NA12 NA13 ST170 CS497 AP84 NA21 NA24 NA25 ND AP86 NA68 ST165 NA75 NH451 DC342 DC998 DC329	12 12 12 12 12 9 12 12 9 9 9 9 9 9 12 9 9
	2	PATCH TEST APTENI SINGOLI-2 a concentrazione standardizzata, veicolati in vaselina o in soluzione acquosa confezionati in maniera idonea. Formaldeide 2% Idrocortisone 21- acetato 1% Imidazolidinilurea 1% Kathon cg Kathon 893 Lyril 5% MBT mix 2% Mercaptobenzotiazolo 2% Sorbitan sesquioleato 20% Neomicina solfato 20% Nichel solfato 5% Tiuram mix 1%	NA94 CS508 NA43 AP125 CL437 ST161 ST181 ST160 EE357 NA51 ST167 NA60	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
	3	PATCH TEST APTENI SINGOLI-3 a concentrazione standardizzata, veicolati in vaselina o in soluzione acquosa confezionati in maniera idonea. N-isopropil-N-Fenil p-Fenilendiammina 0,1% Oro tiosolfato 0,5% Parabeni mix 16% Paratoluendiammina solfato 1% p-Fenilendiammina (base) 1% Profumi mix 8% Profumi mix II 14% Resina epossidica 1% Propoli 20% Quaternium-15 1% RESINA P-TER-BUTIL-FENOLFORMALDEIDICA 1% Resina p-toluensulfonamidoformaldeidica 10% Thimerosal 0,1% Vaselina c.t.	ST168 MC254 ST169 NA07 NA07 NA38 NA70 NA33 NH400 AP106 NA08 NA62 EM409 EE353	12 9 12 9 12 12 12 12 9 9 12 9 12 9
	4	PATCH TEST SERIE SPECIALI apteni singoli a concentrazione standardizzata, veicolati in mezzo idoneo confezionati in maniera idonea. Mercurio cloruro Molibdeno Palladio cloruro Titanio Vanadio Alcol cetil stearilico Allil disolfuro	DM216 MC263 DM226 MC256 MC267 ST164 NH999	3 3 3 3 3 3 3
	5	PATCH TEST SERIE SPECIALE - PARRUCCHIERI: apteni a concentrazione standardizzata, veicolati in mezzo idoneo, confezionati in maniera tale da rendere il test di facile esecuzione. O-NITRO P-FENILENDIAMMINA 1% M-AMINOFENOLO 1% RESORCINA 1% PIROGALLOLO 1% DISPERSO ARANCIO 3 1% P-AMINOFENOLO 1% AMMONIO TIOLICOLATO 2% GLICERILMONOTIO-GLICOLATO 1% AMMONIO PERSOLFATO 2,5% CITRONELLOLO 0,5% MENTOLO 1% DIMETIL P-TOLUIDINA 5% P-AMINOAZOBENZENE 0,5% SODIO OMADINE 0,1% ACQ SODIO BISOLFITO 5%	HD478 HD475 HD484 HD480 DC325 DC321 HD482 NA40 HD476 PF161 MS377 DM225 DC320 CL439 EM408	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	6	PATCH TEST SERIE SPECIALI - DENTISTI ED ODONTOTECNICI: apteni a concentrazione standardizzata, veicolati in mezzo idoneo, confezionati in maniera tale da rendere il test di facile esecuzione. TRILENGLICOLE DI METACRILATO 2% VAS ETILENGLICOLE DI METACRILATO 2% VAS 1,4-Butanediol dimethacrylate 2% VAS IDROSSIETILENMETACRILATO 2% VAS EUGENOLO 2% VAS AMMONIO TETRACLORO-PLATINATO 0,25% ACQ RAME SOLFATO 1% ACQ STAGNO 2,5% VAS BENZOIL PEROSSIDO 1% MERCURIO AMMONIO CLORURO 1% VAS BISFENOLO A 0,5% VAS GLUTARALDEIDE 0,2% ACQ ETILACRILATO 1% VAS BUTILACRILATO 1% VAS IDROSSIPROPIL-METACRILATO 2% VAS	DM231 DM224 DM221 NA72 PF133 DM217 DM222 DM230 DM218 DM216 DM220 AP93 NA34 PG300 DM213	6 6 6 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6
	7	PATCH TEST SERIE SPECIALI - EDILIZIA: apteni a concentrazione standardizzata, veicolati in mezzo idoneo, confezionati in maniera tale da rendere il test di facile esecuzione. PPD MIX (gomma) POTASSIO BICROMATO 0,5% TRITANOLAMINA 5% TREMMENTINA 20% DICLOROFENE 1% CATRAME DI LEGNO MIX 12% CARBA MIX 3% TRITILENTETRAMINA 0,5% METILE METACRILATO 5% CLOROACETAMIDE 0,2% TIMEROSAL 0,1% P-CLORO M-CRESOLO 1% RESINA FENOLFORMALDEIDICA 5%	NA15 ST170 EE359 ST172 AP89 NH455 NA18 PG113 NA49 AP85 EM409 EE367 PG306	3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3
	8	RAPID PATCH TEST SERIE SIDAPA INTEGRATA	10812036 - Serie pronta all'uso - cerotti pre-riempiti con 35 sostanze e una cella di controllo - 3 pannelli	30